


Prisliste

2025 - 2026



*Nyheter
& Tilbud!*



OSSTEM 
TRYGT
ENKELT
RIMELIG

- Verdens 3. største implantatprodusent
- Produserer 4,7 mill. implantater årlig
- Opptil 50% rimeligere enn konkurrentene
- Enkelt, trygt, rimelig

NYHET – KIRURGISK ENGANGSUTSTYR AV HØY KVALITET – INTRODUKSJONSTILBUD

Biogel operasjonshansker, lateks



Pris: kr 250 inkl. mva / pk (10 par hansker)

- Steril, hvit, pudderfri hanske i lateks
- Særlig godt egnet for tannhelsepersonell
- Eksepsjonelt hudvennlig – trolig markedets mest skånsomme hanske
- Latekshansker anbefales der det ikke foreligger lateksallergi
- Kun ca. 1 % av Norges befolkning har lateksallergi

Biogel PI UltraTouch operasjonshansker, lateksfrie



Pris: kr 300 inkl. mva / pk (10 par hansker)

- Steril, lateksfri hanske
- Hvit og pudderfri
- Ideell for brukere med lateksallergi

Barrier munnbind med strikk



Pris: kr 120 inkl. mva / pk (50 stk)
Varenr.: 4315

- Standard blå
- Type IIR – høy bakteriefiltrering og sprutmotstand
- Komfortabel og trygg i klinisk bruk


Barrier munnbind med knyting og antidugg



Pris: kr 195 inkl. mva / pk (60 stk)
Varenr.: 4231

- Blå, hypoallergen
- Type II – høy bakteriefiltrering
- Skånsom mot huden, egnet for sensitiv hud

Klinidrape Barrier Lite Dentalsett



Pris: kr 85 inkl. mva pr sett
Varenr.: 306480

- Inneholder:
- 2 stk slangebeskyttelse 8 x 120 cm
 - 1 stk op-tape 9 x 24,5 cm
 - 1 stk hullduk 100 x 150 cm – hull 13 x 9,5 cm
 - 1 stk instrumentduk 75 x 100 cm

Implantater

TSIII SOI Implantat



Bone level implantat. Leveres med dekkskrue og implantatbærer. Har et overflatebelegg som forkorter tilhelingstiden. SOI = Super Osseointegration.

2.200,- 2.750,-

M Ø 3.0 mm Narrow

L 8.5 mm	BTS3M3008A
L 10 mm	BTS3M3010A
L 11.5 mm	BTS3M3011A
L 13 mm	BTS3M3013A

M Ø 3.5 mm Mini

L 8.5 mm	BTS3M3508A
L 10 mm	BTS3M3510A
L 11.5 mm	BTS3M3511A
L 13 mm	BTS3M3513A

R Ø 4.0 mm Regular

L 7 mm	BTS3S4007A
L 8.5 mm	BTS3S4008A
L 10 mm	BTS3S4010A
L 11.5 mm	BTS3S4011A
L 13 mm	BTS3S4013A

R Ø 4.5 mm Regular

L 7 mm	BTS3S4507A
L 8.5 mm	BTS3S4508A
L 10 mm	BTS3S4510A
L 11.5 mm	BTS3S4511A
L 13 mm	BTS3S4513A

R Ø 5.0mm Regular

L 7 mm	BTS3S5007A
L 8.5 mm	BTS3S5008A
L 10 mm	BTS3S5010A
L 11.5 mm	BTS3S5011A
L 13 mm	BTS3S5013A

TSIII SA Implantat



Bone level, konisk implantat. Leveres med dekkskrue og implantatbærer. Legeringen er titan grad 4 og overflaten er SLA-behandlet.

1.756,- 2.195,-

M Ø 3.0 mm Narrow

L 8.5 mm	BTS3M3008S
L 10 mm	BTS3M3010S
L 11.5 mm	BTS3M3011S
L 13 mm	BTS3M3013S

M Ø 3.5 mm Mini

L 8.5 mm	BTS3M3508S
L 10 mm	BTS3M3510S
L 11.5 mm	BTS3M3511S
L 13 mm	BTS3M3513S
L 15 mm	BTS3M3515S

R Ø 4.0 mm Regular

L 7 mm	BTS3S4007S
L 8.5 mm	BTS3S4008S
L 10 mm	BTS3S4010S
L 11.5 mm	BTS3S4011S
L 13 mm	BTS3S4013S
L 15 mm	BTS3S4015S

R Ø 4.5 mm Regular

L 7 mm	BTS3S4507S
L 8.5 mm	BTS3S4508S
L 10 mm	BTS3S4510S
L 11.5 mm	BTS3S4511S
L 13 mm	BTS3S4513S
L 15 mm	BTS3S4515S

R Ø 5.0 mm Regular

L 6 mm	BTS3S5006S
L 7 mm	BTS3S5007S
L 8.5 mm	BTS3S5008S
L 10 mm	BTS3S5010S
L 11.5 mm	BTS3S5011S
L 13 mm	BTS3S5013S
L 15 mm	BTS3S5015S

R Ø 5.5 mm Regular

L 6 mm	BTS3S5506S
L 7 mm	BTS3S5507S
L 8.5 mm	BTS3S5508S
L 10 mm	BTS3S5510S
L 11.5 mm	BTS3S5511S
L 13 mm	BTS3S5513S
L 15 mm	BTS3S5515S

R Ø 6.0 mm Ultra Wide

L 6 mm	BTS3S6006S
L 7 mm	BTS3S6007S
L 8.5 mm	BTS3S6008S
L 10 mm	BTS3S6010S
L 11.5 mm	BTS3S6011S
L 13 mm	BTS3S6013S

R Ø 7.0 mm Ultra Wide

L 6 mm	BTS3S7006S
L 7 mm	BTS3S7007S
L 8.5 mm	BTS3S7008S
L 10 mm	BTS3S7010S
L 11.5 mm	BTS3S7011S
L 13 mm	BTS3S7013S

TSIV SA Implantat



Rotformet implantat for økt primærstabilitet. Utformingen reduserer risikoen for å skade naborøtter, og reduserer risikoen for perforasjon av linguale benlamell som kan gi utilsiktet blødning. Leveres med dekkskrue og implantatbærer. Legeringen er titan grad 4 og overflaten er SLA-behandlet. 15rpn eller mindre er anbefalt.

1.756,- 2.195,-

R Ø 4.0 mm Regular

L 7 mm	BTS4S4007S
L 8.5 mm	BTS4S4008S
L 10 mm	BTS4S4010S
L 11.5 mm	BTS4S4011S
L 13 mm	BTS4S4013S

R Ø 4.5 mm Regular

L 7 mm	BTS4S4507S
L 8.5 mm	BTS4S4508S
L 10 mm	BTS4S4510S
L 11.5 mm	BTS4S4511S
L 13 mm	BTS4S4513S

R Ø 5.0 mm Regular

L 7 mm	BTS4S5007S
L 8.5 mm	BTS4S5008S
L 10 mm	BTS4S5010S
L 11.5 mm	BTS4S5011S
L 13 mm	BTS4S5013S

R Ø 6.0 mm Ultra Wide

L 7 mm	BTS4S6007S
L 8.5 mm	BTS4S6008S
L 10 mm	BTS4S6010S
L 11.5 mm	BTS4S6011S
L 13 mm	BTS4S6013S

R Ø 7.0 mm Ultra Wide

L 7 mm	BTS4S7007S
L 8.5 mm	BTS4S7008S
L 10 mm	BTS4S7010S
L 11.5 mm	BTS4S7011S
L 13 mm	BTS4S7013S

SSII SA Implantat



Tissue level implantat med intern octa. Leveres med dekkskrue og implantatbærer.

Regular implantater kommer med plattform P=Ø4.8 mm og kragehøyde 1.8mm(G/H). Wide implantater kommer med plattform P=Ø6.0 mm og kragehøyde 2.0mm.

1.756,- 2.195,-

R Ø 4.0 mm Regular

L 7 mm	ASS2R4007S18
L 8.5 mm	ASS2R4008S18
L 10 mm	ASS2R4010S18
L 11.5 mm	ASS2R4011S18
L 13 mm	ASS2R4013S18
L 15 mm	ASS2R4015S18

R Ø 4.5 mm Regular

L 7 mm	ASS2R4507S18
L 8.5 mm	ASS2R4508S18
L 10 mm	ASS2R4510S18
L 11.5 mm	ASS2R4511S18
L 13 mm	ASS2R4513S18
L 15 mm	ASS2R4515S18

R Ø 4.5 mm Wide

L 7 mm	ASS2R4507S20
L 8.5 mm	ASS2R4508S20
L 10 mm	ASS2R4510S20
L 11.5 mm	ASS2R4511S20
L 13 mm	ASS2R4513S20
L 15 mm	ASS2R4515S20

R Ø 5.0 mm Wide

L 6 mm	ASS2R5006S20
L 7 mm	ASS2R5007S20
L 8.5 mm	ASS2R5008S20
L 10 mm	ASS2R5010S20
L 11.5 mm	ASS2R5011S20
L 13 mm	ASS2R5013S20
L 15 mm	ASS2R5015S20

Tilhelingsdistanser**TS**

Tilhelingsdistanser til TS implantater.

344,- 430,-

M Ø 4.0 mm Mini

H 3 mm	TSHA403M
H 4 mm	TSHA404M
H 5 mm	TSHA405M
H 7 mm	TSHA407M
H 9 mm	TSHA409M

R Ø 4.0 mm Regular

H 3 mm	TSHA403R
H 4 mm	TSHA404R
H 5 mm	TSHA405R
H 7 mm	TSHA407R
H 9 mm	TSHA409R

R Ø 5.0 mm Regular

H 3 mm	TSHA503R
H 4 mm	TSHA504R
H 5 mm	TSHA505R
H 7 mm	TSHA507R
H 9 mm	TSHA509R

R Ø 6.0 mm Regular

H 3 mm	TSHA603R
H 4 mm	TSHA604R
H 5 mm	TSHA605R
H 7 mm	TSHA607R
H 9 mm	TSHA609R

R Ø 7.0 mm Regular

H 3 mm	TSHA703R
H 4 mm	TSHA704R
H 5 mm	TSHA705R
H 7 mm	TSHA707R
H 9 mm	TSHA709R

SS

Tilhelingsdistanser til SS implantater.

344,- 430,-

R Ø 4.8 mm

H 2 mm	SSH482
H 3 mm	SSH483
H 4 mm	SSH484
H 5 mm	SSH485

R Ø 6.0 mm

H 3 mm	SSH603
H 4 mm	SSH604
H 5 mm	SSH605

TS Scan (Nyhet)

Tilhelingsdistanse med scan body funksjon.

472,- 590,-

M Ø 4.0 mm Mini

H 4 mm	TSSHA404MTH
H 5 mm	TSSHA405MTH
H 7 mm	TSSHA407MTH
H 9 mm	TSSHA409MTH

R Ø 4.5 mm Regular

H 4 mm	TSSHA454RTH
H 5 mm	TSSHA455RTH
H 7 mm	TSSHA457RTH
H 9 mm	TSSHA459RTH

R Ø 5.0 mm Regular

H 4 mm	TSSHA504RTH
H 5 mm	TSSHA505RTH
H 7 mm	TSSHA507RTH
H 9 mm	TSSHA509RTH

R Ø 6.0 mm Regular

H 4 mm	TSSHA604RTH
H 5 mm	TSSHA605RTH
H 7 mm	TSSHA607RTH
H 9 mm	TSSHA609RTH

TS Scan Carrier

Holder for montering av TS scan.

344,- 430,-

M Ø 4.0 mm Mini

L 10 mm	TSSHAC400
L 15 mm	TSSHAC400L

R Ø 4.5 mm Regular

L 10 mm	TSSHAC450
L 15 mm	TSSHAC450L

R Ø 5.0 mm Regular

L 10 mm	TSSHAC500
L 15 mm	TSSHAC500L

R Ø 6.0 mm Regular

L 10 mm	TSSHAC600
L 15 mm	TSSHAC600L

Temporære Distanser**TS Temporary Abutment**

Til fremstilling av temporær krone/ bro på TS fixtur.

Med og uten hex (rotasjonslås).
Legering: Titan grad 3. Leveres med Titan-skrue.

504,- 630,-

M Ø 4.0 mm Mini

1.0 mm (G/H) Krone	GSTTA4010TH
1.0 mm (G/H) Bro	GSTTA4010NTH
3.0 mm (G/H) Krone	GSTTA4030TH
3.0 mm (G/H) Bro	GSTTA4030NTH

R Ø 4.5 mm Regular

1.0 mm (G/H) Krone	GSTTA4510TH
1.0 mm (G/H) Bro	GSTTA4510NTH
3.0 mm (G/H) Krone	GSTTA4530TH
3.0 mm (G/H) Bro	GSTTA4530NTH

TS Quick Temporary Abutment

Skrutetintert midlertidig distanse. Kan brukes opptil 180 dager i munnen. Lett å slippe til.

Leveres med titanskrue (GSABSMT/ GSABSST).

504,- 630,-

M Ø 4.0 mm Mini

1.5 mm (G/H) Krone	TSQTA4015MTH
1.5 mm (G/H) Bro	TSQTA4015MNTH
5 mm (G/H) Krone	TSQTA4050MTH
5 mm (G/H) Bro	TSQTA4050MNTH

M Ø 4.5 mm Mini

5 mm (G/H) Krone	TSQTA4550TH
5 mm (G/H) Bro	TSQTA4550NTH

R Ø 4.5 mm Regular

1.5 mm (G/H) Krone	TSQTA4515RTH
1.5 mm (G/H) Bro	TSQTA4515RNTH
5 mm (G/H) Krone	TSQTA4550RTH
5 mm (G/H) Bro	TSQTA4550RNTH

R Ø 5.5 mm Regular

5 mm (G/H) Krone	TSQTA5550TH
5 mm (G/H) Bro	TSQTA5550NTH

TS Convertible Temporary Cylinder

Legering: Titan grad 3. Leveres med EbonyGold sylinderskrue (GSFSM/GSFSR).

504,- 630,-

M+R Ø 4.0 mm Mini/Reg

Krone	GSCTC400WH
Bro	GSCTC400NWH

R Ø 4.8 mm Regular

Krone	GSCTC480WH
-------	------------

R Ø 6.0 mm Regular

Krone	GSCTC600WH
-------	------------

Permanente Distanser
TS Pre-Milled Abutment


Til fresing av individuell distanse.
Leveres med EbonyGold skrue.
Dental Plus = DP
Neo Cameleon = NC

556,- 695,-

M Mini

Krone Ø 10.0 mm DP	TSPM10ARMWH
Krone Ø 10.0 mm NC	TSPM10CAMWH
Bro Ø 10.0 mm DP	TSPM10ARMNWH
Bro Ø 10.0 mm NC	TSPM10CAMNWH
Krone Ø 14.0 mm DP	TSPM14ARMWH
Krone Ø 14.0 mm NC	TSPM14CAMWH
Bro Ø 14.0 mm DP	TSPM14ARMNWH
Bro Ø 14.0 mm NC	TSPM14CAMNWH

R Regular

Krone Ø 10.0 mm DP	TSPM10ARRWH
Krone Ø 10.0 mm NC	TSPM10CARWH
Bro Ø 10.0 mm DP	TSPM10ARRNWH
Bro Ø 10.0 mm NC	TSPM10CARNWH
Krone Ø 14.0 mm DP	TSPM14ARRWH
Krone Ø 14.0 mm NC	TSPM14CARWH
Bro Ø 14.0 mm DP	TSPM14ARRNWH
Bro Ø 14.0 mm NC	TSPM14CARNWH

TS GoldCast Abutment


TS GoldCast Abutment til
skruset implantatprotekt.
Leveres med EbonyGold skrue
(GSABSM/GSABSS).

1.756,- 2.195,-

M Ø 4.0 mm Mini

1 mm (G/H) Krone	GSGA4010SWH
1 mm (G/H) Bro	GSGA4010BWH
3 mm (G/H) Krone	GSGA4010SWH
3 mm (G/H) Bro	GSGA4010BWH

R Ø 4.5 mm Regular

1 mm (G/H) Krone	GSGA4510SWH
1 mm (G/H) Bro	GSGA4510BWH
3 mm (G/H) Krone	GSGA4530SWH
3 mm (G/H) Bro	GSGA4530BWH

TS NP-Cast Abutment


Distanse til uedle legeringer.
Leveres med EbonyGold skrue
(GSABSM/GSABSS).

1036,- 1.295,-

M Ø 4.0 mm Mini

1 mm (G/H) Krone	GSNA4010SWH
1 mm (G/H) Bro	GSNA4010BWH
3 mm (G/H) Krone	GSNA4030SWH
3 mm (G/H) Bro	GSNA4030BWH

R Ø 4.5 mm Regular

1 mm (G/H) Krone	GSNA4510SWH
1 mm (G/H) Bro	GSNA4510BWH
3 mm (G/H) Krone	GSNA4530SWH
3 mm (G/H) Bro	GSNA4530BWH

TS ZioCera Abutment


Zirkoniumdistanse til sementert eller
skrusetinert protekt.
Leveres med EbonyGold
protekttskrue (GSASM/GSASR).

1.412,- 1.765,-

M Ø 4.5 mm Mini

3.5 mm (G/H)	GSZAM4535WH
5 mm (G/H)	GSZAM4550WH

R Ø 4.5 mm Regular

3.5 mm (G/H)	GSZAS4535WH
5 mm (G/H)	GSZAS4550WH

R Ø 5.5 mm Regular

3.5 mm (G/H)	GSZAS5535WH
5 mm (G/H)	GSZAS5550WH

TS ZioCera Angled Abutment


Vinklet Zirkoniumdistanse til
sementert eller skrusetinert
protekt.
Leveres med EbonyGold-skrue
(GSASR).

2.476,- 3.095,-

R Ø 5.5 mm Regular

3 mm (G/H)	GS17ZAS5530WH
------------	---------------

R Ø 6.5 mm Regular

4 mm (G/H)	GS17ZAS6540WH
------------	---------------

TS Transfer Abutment


Titandistanse til sementert krone/
bro. Leveres med EbonyGold-skrue
(GSABSM/GSABSS).

796,- 995,-

M Ø 4.5 mm Mini

H=1+5.5 mm	GSTA4611WH
H=1+7 mm	GSTA4711WH
H=2+5.5 mm	GSTA4621WH
H=2+7 mm	GSTA4721WH
H=3+5.5 mm	GSTA4631WH
H=3+7 mm	GSTA4731WH
H=4+5.5 mm	GSTA4641WH
H=4+7 mm	GSTA4741WH
H=5+5.5 mm	GSTA4651WH
H=5+7 mm	GSTA4751WH

R Ø 4.5 mm Regular

H=1+5.5 mm	GSTAS4611WH
H=1+7 mm	GSTAS4711WH
H=2+5.5 mm	GSTAS4621WH
H=2+7 mm	GSTAS4721WH
H=3+5.5 mm	GSTAS4631WH
H=3+7 mm	GSTAS4731WH
H=4+5.5 mm	GSTAS4641WH
H=4+7 mm	GSTAS4741WH
H=5+5.5 mm	GSTAS4651WH
H=5+7 mm	GSTAS4751WH

R Ø 5.0 mm Regular

H=1+7 mm	GSTA5710WH
H=2+7 mm	GSTA5720WH
H=3+7 mm	GSTA5730WH

TS Convertible Abutment


Distanse til blant annet skrusetinert
bro.
Skrutrekker (Torque) for Ø4.0mm:
O-ring Abutment Driver (AORD).
Skrutrekker (Torque) for
Ø5.0/6.0mm: Octa Abutment
Driver (ODSL/ODSS).

716,- 895,-

M Ø 4.0 mm Mini

1 mm (G/H)	GSCA4010
2 mm (G/H)	GSCA4020
3 mm (G/H)	GSCA4030
4 mm (G/H)	GSCA4040

R Ø 4.0 mm Regular

1 mm (G/H)	GSCAS4010
2 mm (G/H)	GSCAS4020
3 mm (G/H)	GSCAS4030
4 mm (G/H)	GSCAS4040

R Ø 5.0 mm Regular

1 mm (G/H)	GSCA5010
2 mm (G/H)	GSCA5020
3 mm (G/H)	GSCA5030
4 mm (G/H)	GSCA5040
5 mm (G/H)	GSCA5050

R Ø 6.0 mm Regular

1 mm (G/H)	GSCA6010
2 mm (G/H)	GSCA6020
3 mm (G/H)	GSCA6030
4 mm (G/H)	GSCA6040
5 mm (G/H)	GSCA6050

TS Angled Abutment

17° vinklet distanse til sementert krone/bro. Leveres med EbonyGold skrue (GSABSM/GSABSS).

1036,- 1.295,-

M Ø 4.3 mm Mini

2 mm (G/H) A type	GSAA4320AWH
2 mm (G/H) B type	GSAA4320BWH
4 mm (G/H) A type	GSAA4340AWH
4 mm (G/H) B type	GSAA4340BWH

R Ø 4.5 mm Regular

2 mm (G/H) A type	GSAA4520AWH
2 mm (G/H) B type	GSAA4520BWH
4 mm (G/H) A type	GSAA4540AWH
4 mm (G/H) B type	GSAA4540BWH

R Ø 5.0 mm Regular

2 mm (G/H) A type	GSAA5020AWH
2 mm (G/H) B type	GSAA5020BWH
4 mm (G/H) A type	GSAA5040AWH
4 mm (G/H) B type	GSAA5040BWH

R Ø 5.5 mm Regular

2 mm (G/H) A type	GSAA5520AWH
2 mm (G/H) B type	GSAA5520BWH
4 mm (G/H) A type	GSAA5540AWH
4 mm (G/H) B type	GSAA5540BWH

TS Angled Abutment Selector

316,- 395,-

M Ø 4.3 mm Mini

2 mm (G/H) A type	GSAAS4320A
2 mm (G/H) B type	GSAAS4320B
4 mm (G/H) A type	GSAAS4340A
4 mm (G/H) B type	GSAAS4340B

R Ø 4.5 mm Regular

2 mm (G/H) A type	GSAAS4520A
2 mm (G/H) B type	GSAAS4520B
4 mm (G/H) A type	GSAAS4540A
4 mm (G/H) B type	GSAAS4540B

R Ø 5.5 mm Regular

2 mm (G/H) A type	GSAAS5520A
2 mm (G/H) B type	GSAAS5520B
4 mm (G/H) A type	GSAAS5540A
4 mm (G/H) B type	GSAAS5540B

TS Multi-Angled Abutment

Vinklet distanse til skruretintet bro. Leveres med EbonyGold skrue (GSMABSM/GSMABSS). US Esthetic low cylinder brukes som sylinder ved fremstilling av bro. US Esthetic Low Healing Cap brukes som tilhelingskappe/beskyttelseshette over TS Multi Angle Abutment under fremstillingen av overkonstruksjonen.

1.240,- 1.550,-

M Ø 4.8 mm Mini Vinkel 17°

2.5 mm (G/H)	GS17MAM4820WH
3 mm (G/H)	GS17MAM4830WH
4 mm (G/H)	GS17MAM4840WH

M Ø 4.8 mm Mini Vinkel 30°

3.5 mm (G/H)	GS30MAM4830WH
4 mm (G/H)	GS30MAM4840WH
5 mm (G/H)	GS30MAM4850WH

R Ø 4.8 mm Regular Vinkel 17°

2.5 mm (G/H)	GS17MAS4820WH
3 mm (G/H)	GS17MAS4830WH
4 mm (G/H)	GS17MAS4840WH

R Ø 4.8 mm Regular Vinkel 30°

3.5 mm (G/H)	GS30MAS4830WH
4 mm (G/H)	GS30MAS4840WH
5 mm (G/H)	GS30MAS4850WH

TS Multi Abutment

Skruretintet distanse til mange formål. Samme platform som Multi Angle Abutment.

556,- 695,-

M Ø 4.8 mm Mini

1.0 mm (G/H)	TSMA5010MP
2.0 mm (G/H)	TSMA5020MP
3.0 mm (G/H)	TSMA5030MP
4.0 mm (G/H)	TSMA5040MP
5.0 mm (G/H)	TSMA5050MP

R Ø 4.8 mm Regular

1.0 mm (G/H)	TSMA5010MP
2.0 mm (G/H)	TSMA5020MP
3.0 mm (G/H)	TSMA5030MP
4.0 mm (G/H)	TSMA5040MP
5.0 mm (G/H)	TSMA5050MP

Locator**TS System****TS Port Abutment**

Til fremstilling av dekkprotese. Port Abutment og Locator abutment er kompatible komponenter og kan brukes om hverandre.

1.488,- 1.860,-

M Ø 3.7 mm Mini

1 mm (G/H)	TSPTA3510M
2 mm (G/H)	TSPTA3520M
3 mm (G/H)	TSPTA3530M
4 mm (G/H)	TSPTA3540M
5 mm (G/H)	TSPTA3550M

R Ø 3.7 mm Regular

1 mm (G/H)	TSPTA4010R
2 mm (G/H)	TSPTA4020R
3 mm (G/H)	TSPTA4030R
4 mm (G/H)	TSPTA4040R
5 mm (G/H)	TSPTA4050R

TS Port Angled Abutment

10°/17°/30° vinklet Locator/Port distanse. Port vinklet distanse brukes sammen med Port vinklet distansehode, som må festes med Locator torque skrutrekker til distansen. Vinkelkompensasjon opptil 60°. Leveres med EbonyGold skrue (GSMABSM/GSMABSS).

796,- 995,-

**M Ø 4.6 mm Mini Vinkel 10°**

4 mm (G/H)	TS10PA454MWH
5 mm (G/H)	TS10PA455MWH

M Ø 4.6 mm Mini Vinkel 17°

4 mm (G/H)	TS17PA454MWH
5 mm (G/H)	TS17PA455MWH

M Ø 4.6 mm Mini Vinkel 30°

4 mm (G/H)	TS30PA454MWH
5 mm (G/H)	TS30PA455MWH

R Ø 4.6 mm Regular Vinkel 10°

4 mm (G/H)	TS10PA454RWH
5 mm (G/H)	TS10PA455RWH

R Ø 4.6 mm Regular Vinkel 17°

4 mm (G/H)	TS17PA454RWH
5 mm (G/H)	TS17PA455RWH

R Ø 4.6 mm Regular Vinkel 30°

4 mm (G/H)	TS30PA454RWH
5 mm (G/H)	TS30PA455RWH

Port Angled Abutment Head

Port vinklet distansehode brukes sammen med TS Port vinklet distanse.

1.088,- 1.360,-

Port Multi Tool

Brukes for å sette inn/bytte Male-komponenten i protesen. Erstatte LCCT - Locator Core Tool.

PTCMT 1.036,- 1.295,-

Locator/Port komponenter**TS Port Male Kit**

TS Port Male Kit er identisk med LMPS Locator Male Processing Kit,

PTCMK 556,- 695,-

Locator Lab Analog (1 stk)

228,- 285,-

Ø 4 mm PTCLA40
Ø 5 mm PTCLA50

Locator Avtrykkstopp (1 stk)

416,- 520,-
Til avtrykk på distansenivå.
PTCIC

Locator Torque Driver

608,- 760,-
Kort TWLDS
Lang TWLDL

Locator Replacement Male (4 stk)

Replacement Male er til bruk hvis fixturene står vinklet i forhold til hverandre 10-20 grader.

PTCM06S 396,- 495,-
PTCM12S 396,- 495,-
PTCM22S 396,- 495,-

Locator extended Replacement Male (4 stk)

PTCEM06S 396,- 495,-
PTCEM12S 396,- 495,-

Locator Black Processing Male (4 stk)

Kompatibelt produkt: LBPS.

PTCPMS 396,- 495,-

Locator Block Out Spacers (20 stk)

LBSS 660,- 825,-

Avtrykkstopper**TS System****TS Avtrykkstopp (åpen skje)**

Til avtrykk på fixturnivå.

432,- 540,-

M Ø 4.0 mm Mini

L 11 mm GSPIM4011
L 15 mm GSPIM4015

R Ø 4.0 mm Regular


L 11 mm GSPIS4011
L 15 mm GSPIS4015

R Ø 5.0 mm Regular

L 11 mm GSPIS5011
L 15 mm GSPIS5015

R Ø 6.0 mm Regular

L 11 mm GSPIS6011
L 15 mm GSPIS6015

TS Avtrykkstopp (lukket skje)

Til avtrykk på fixturnivå.

432,- 540,-

M Ø 4.0 mm Mini

GSTIM4011

R Ø 4.0 mm Regular

GSTIS4011

TS Convertible Avtrykkstopp (åpen skje)

Til avtrykk på distansenivå.

432,- 540,-

M+R Ø 4.0 mm Mini/Reg

GSPIC400

R Ø 4.8 mm Regular

GSPIC480

R Ø 6.0 mm Regular

GSPIC600

Labanaloger**TS System****TS Fixture Lab Analog**

"Strong mini" lab analog er til TSIII implantat med diameter 3.0mm.

Mini lab analog er til TSIII

implantat med diameter 3.5mm.

Regular lab analog er til TSIII

implantat med diameter fra 4.0 mm og oppover.

156,- 195,-

M Strong Mini

GSTLA300

R Mini

GSTLA350

R Regular

GSTLA400

TS Convertible Lab Analog

Ø4 mm til Mini/Regular har hex.

Ø5 mm og Ø6 mm har Octa.

156,- 195,-

M+R Ø 4.0 mm Mini/Reg


GSCLA400

R Ø 5.0 mm Regular

GSCLA500

R Ø 6.0 mm Regular

GSCLA600

Ben & Membraner**OssMem Kollagenmembran**

Resorberbar membran fra griseparikard (tilsvarer Bio-Guide).

15x20 mm Soft	OCMS1520	
	776,-	970,-
20x30 mm Soft	OCM2030	
	1.224,-	1.530,-
15x20 mm Hard	OCMH1520	
	776,-	970,-
20x30 mm Hard	OCMH2030	
	1.224,-	1.530,-

A-Oss benerstatningsmateriale


100% Hydroksyapatitt. Demineralisert bovinnt ben. Tilsvarende Bio-Oss.



A-Oss 0.1g	BAS01	432,-	540,-
A-Oss 0.25g	BAS02	660,-	825,-
A-Oss 0.5g	BAS05	1.036,-	1.295,-

Q-Oss+ syntetisk ben-erstatningsmateriale


20% HA (Hydroksyapatitt) og 80% β -TCP.



Q-Oss+ 0.1g	BQ+S01	380,-	475,-
Q-Oss+ 0.25g	BQ+S02	584,-	730,-
Q-Oss+ 0.5g	BQ+S05	900,-	1.125,-

SafeScrapper TWIST Curve (buet)

3987



Benskræpe for høsting av autologt ben.

Vi forhandler buet versjon. Leveres i pakker à 3 stk

1.312,- 1.640,-

Micros Mini-invasiv Benskræpe

4049



Benskræpe til høsting av autologt ben. Engangsbruk - 1 stk pr pakke.

504,- 630,-

Micros Curve Benskræpe (Nyhet)

5489



Nytt design for enklere tilgang. Effektivt på alle beinoverflater (flate, konkave, konvekse). 10% introduksjonstilbud i 2025-2026.

600,- 750,-

OssBuilder/SmartBuilder Titan Membran

SmartBuilder Titan Membran krever SmartBuilder Height connector og enten SmartBuilder tilhølingsdistanse eller SmartBuilder dekkskrue.


872,- 1.090,-

1-wall

4x8x7 mm	SM1W487SB
4x10x7 mm	SM1W4107SB
4x10x9 mm	SM1W4109SB

2-wall

7x9x7 mm	SM2W797SB
7x9x9 mm	SM2W799SB
10x12x7 mm	SM2W10127SB
10x12x9 mm	SM2W10129SB
12x12x7 mm	SM2W12127SB
12x12x9 mm	SM2W12129SB

3-wall

7x9x7 mm	SM3W797SB
7x9x9 mm	SM3W799SB
10x12x7 mm	SM3W10127SB
10x12x9 mm	SM3W10129SB
12x12x7 mm	SM3W12127SB
12x12x9 mm	SM3W12129SB

OssBuilder/SmartBuilder Height Connector for TS

328,- 410,-

M Ø 3.5 mm Mini

H 0.5 mm	SMHI305TSM
H 1.0 mm	SMHI310TSM
H 1.5 mm	SMHI315TSM
H 2.0 mm	SMHI320TSM
H 2.5 mm	SMHI325TSM
H 3.0 mm	SMHI330TSM

R Ø 4.0 mm Regular

H 0.5 mm	SMHI405TSR
H 1.0 mm	SMHI410TSR
H 1.5 mm	SMHI415TSR
H 2.0 mm	SMHI420TSR
H 2.5 mm	SMHI425TSR
H 3.0 mm	SMHI430TSR

SmartBuilder Healing Cap

SmartBuilder Titan Membran krever SmartBuilder Height connector og enten SmartBuilder Healing Cap eller SmartBuilder dekkskrue.

308,- 385,-

Ø 4.0 mm

H 3.0 mm	SMHA443R
H 4.0 mm	SMHA444R

SmartBuilder dekkskrue

SmartBuilder Titan Membran krever SmartBuilder Height connector og enten SmartBuilder Healing Cap eller SmartBuilder dekkskrue.

SMCC415 280,- 350,-

AutoBone Collector Ø6.0 (drill + drillstopp)

AutoBone Collector leveres med drill Ø6.0 mm + drillstopp.

Muliggjør benhøsting ned til 4 mm dybde fra områder hvor man som regel har nok ben, f.eks fra haken eller processus zygomaticomaxillare.


Kort versjon: Selve boret er 14.9 + 4 mm langt ABC604S

Lang versjon: Selve boret er 17.9 + 4 mm langt ABC604L

1.432,- 1.790,-

Kit, bor, m.m.


GBR Kit



Kit til å fiksere benblokker og membraner.

ONGBRK 11.992,- 14.990,-


485 Kit



485 KIT er et kit for trygg plassering av korte implantater.

O485K 21.840,- 27.300,-


OneCAS Kit - Guidet Sinus-lift



OneCAS kit kombinerer fordelene med Crestal Approach Sinus Kit (Cas-Kit) med OneGuide kirurgi-kit og gir en effektiv løsning på guidet Sinus-lift.

OOCK 30.080,- 37.600,-


Denture 4U Kit



Denture 4U kit inneholder guider og bor som hjelper ved posisjonering av Locator dekkproteser eller full rehabilitering med bare 4-6 fiksturer.

OD4UK 28.960,- 36.200,-

122 Taper Kit




122 TAPER / KONISK KIT
(For TSIII/IV, SSIII og USIII)

Kirurgisk Kit som er optimalisert for Taper Fixture


CO122TPK 28.960,- 36.200,-

122 Taper Full Kit



O122TPFK 31.920,- 39.900,-

123 Straight Simple Kit



Kirurgiskit som også er en del av startpakken.
(For TSII/III, SSII/III og USII/III)

O123K 26.080,- 32.600,-

IS3 Instrument Kit



Måleinstrument for å kontrollere stabiliteten til implantater. Kan brukes til en rekke implantatsystemer.

IS3 enheten fungerer ved hjelp av "Resonance Frequency Analysis" (RFA) og måleenheten er "Implant Stability Quotient" (ISQ). IS3 enheten rettes mot magnetplaten på toppen av MultiPeg.

MultiPeg som festes til implantatet plukker opp vibrasjoner basert på hardhetsgraden i kontaktområdet mellom ben og implantat. MultiPeg kan gjenbrukes inntil 20 ganger. Til sammenligning er Ostell sine til engangsbruk.

IS3 25.920,- 32.400,-


TS MultiPeg til IS3 og OSSEO100

476,- 595,-



Strong Mini Ø 3.0 mm 55047
Mini Ø 3.0 mm 55015
Regular Ø 4.0-7.0 mm 55037


Prosthetic Kit



Protetikkit som også medfølger i startpakken. Ny versjon av Protetikkit inneholder vinklet torque driver for fremre og vinklede distanser.

OPK 14.800,- 18.500,-

Parallel Guide Full Kit




Med Parallel Guide Surgical Kit kan du plassere implantater uten bruk av kirurgisk stent.

Flere styringsverktøy gjør det enklere å plassere implantatene nøyaktig. Inneholder guider for krone og bro.

OPGAK 14.800,- 18.500,-

Easy Screw Removal Kit




Kit for enkel fjerning av distanseskruer/ protetiskskruer. Bor med utmerket skjæreytelse.

Suksessrate over 90%.

OESRK 12.240,- 15.300,-


Easy Fixture Removal Kit



Kit for enkel fjerning av fixturer. Reduserer behovet for benfjerning. Suksessrate over 80%.

OSFRK 12.240,- 15.300,-


OneGuide Kit



Kit for digitalt assistert innsetting av fixturer med OneGuide 3D design. Kan brukes med SmartFit CAD/CAM distanse eller Transfer distanse.

OOGK 31.120,- 38.900,-

CAS Kit



Crestal Approach – Sinus Kit. Det perfekte hjelpemiddel for atraumatisk sinuslift. Injisering av saltvann under trykk muliggjør løft > 10 mm (sammenlignet med 3-4 mm ved konvensjonell osteotomteknikk). Stoppere hindrer at man preparerer dypere enn ønsket. Høsting av ben ved preparering av implantatsetet. Inneholder 6 stk lange CAS drills.


HCRSNK 30.320,- 37.900,-

CAS Full Kit

Crestal Approach – Sinus Kit. Inneholder 6 stk lange CAS rills + 6 stk korte CAS Drills.

HCRSNKP 39.120,- 48.900,-


Osteo Kit



Osteotomer designet for å komprimere benet under penetrering av sinusgulvet. Stoppere for sikker og kontrollert penetrering. Settet inneholder både konkave og konvekse osteotomer.

OSTK 13.520,- 16.900,-

Sinus Kit (Manuelt - lateralt vindu)




For konvensjonell tilgang via lateralt / (eksternt) vindu.

Ønskes tilgang til lateralt vindu med drillstopper, kan det benyttes Lateral Approach - Sinus Kit (LAS Kit).

ASLK 9.520,- 11.900,-

Lateral Approach – Sinus Kit



LAS Kit for lateralt vindu. Spesialdesignede bor for tilgang til sinus med minimal risiko for perforasjon av Schneiderian membrane.


HLRSNK 19.120,- 23.900,-

Lateral Approach – Sinus Kit Plus

LAS-Kit Plus inkluderer både det originale LAS-kittet og "Sinus Kit" med fem hendige instrumenter for fridisseksjon av sinusslimhinnen og innlegging av ben. Alt man trenger til sinuslift med lateral tilgang samlet på en brikke.


HLRSNKP 26.800,- 33.500,-

Taper Ultra Kit



Kit for Ultra Wide fixture. Til TSIII/ SSIII/USIII.

HULTPK 14.320,- 17.900,-


Esset Kit

Til splitting av smal kjevekam.


HESEK 19.120,- 23.900,-

Bone Spreader Kit

Til bruk for splitting av kjevekam.




OBSOK 9.520,- 11.900,-

Ridge Split Kit – Straight

Til bruk for splitting av kjevekam.

ORSSK 9.520,- 11.900,-

Ridge Split Kit – Offset

Til bruk for splitting av kjevekam.

ORSOK 9.920,- 12.400,-

123 Twist Drill

Twist Drill som inngår i 123-Kit. Fargekoder indikerer borets diameter og tilhørende fixturstørrelse som skal plasseres. Bruk Drill Stopper for å ha kontroll over boreddybden. F = Fixtur (D1/D2/D3); Kort = total lengde 34mm; Lang = total lengde 40,4mm.

1.024,- 1.280,-

F3.5 (Ø 2.2 / 3.0), gul

Kort 2D2230S
Lang 2D2230L

F4.0 (Ø 3.0 / 3.6), grønn

Kort 2D3036S
Lang 2D3036L

F4.5 (Ø 3.0 / 3.6 / 4.1), blå

Kort 2D3041S
Lang 2D3041L

F5.0 (Ø 3.0 / 4.1 / 4.6), rød

Kort 2D2230S
Lang 2D3046L

Lance Drill

Markerer startposisjon for osteotomi. Bentetthet kan bedømmes under boring.

712,- 890,-

Kort total lengde 28.4 mm AGDSC
Lang total lengde 33.4 mm AGDLC

Side Cut Drill Long D2.0 for 123 Kit

OSLMD20L 784,- 980,-

CAS Drill

Bor spesialdesignet for å kunne gå gjennom sinusgulvet uten å skade Schneiderian-membranen ved at det lager et konisk lokk. Firebladet kropp borer godt både ved høy og lav hastighet, og kan høste autogent ben ved lave hastigheter.

1.432,- 1.790,-

Ø 2.8 mm Kort SNDR2813TS
Ø 2.8 mm Lang SNDR2813TL
Ø 3.1 mm Kort SNDR3113TS
Ø 3.1 mm Lang SNDR3113TL
Ø 3.3 mm Kort SNDR3313TS
Ø 3.3 mm Lang SNDR3313TL
Ø 3.6 mm Kort SNDR3613TS
Ø 3.6 mm Lang SNDR3613TL
Ø 3.8 mm Kort SNDR3813TS
Ø 3.8 mm Lang SNDR3813TL
Ø 4.1 mm Kort SNDR4113TS
Ø 4.1 mm Lang SNDR4113TL

Trepine Drill

Høster ben eller fjerner feilet fixtur. Fjerner Septal ben. Kan brukes som start-nor for Ultra-Wide fixturer

1.112,- 1.390,-

Ø 3.7/4.5 mm Kort TD37S
Ø 3.7/4.5 mm Lang TD37
Ø 4.2/5.0 mm Kort TD42S
Ø 4.2/5.0 mm Lang TD42
Ø 4.7/5.5 mm Kort TD47S
Ø 4.7/5.5 mm Lang TD47
Ø 5.2/6.0 mm Kort TD52S
Ø 5.2/6.0 mm Lang TD52
Ø 6.2/7.0 mm Kort TD62S
Ø 6.2/7.0 mm Lang TD62

Hand Driver

1,2 mm hex-skrutrekker som passer til samtlige komponenter i TS-serien.

784,- 980,-

1,2 Hex

Ekstra kort L 8 mm AHD12MSH
Kort L 13 mm AHD12SH
Middels L 15 mm AHD12MH
Lang L 18 mm AHD12LH
Ekstra lang L 25 mm AHD12EH

Torque Driver

1,2 Hex Driver kort og lang er inkludert i protetik-kit (OPK) og 123-kit (O123K). Brukes med Torque Wrench.

784,- 980,-

1,2 Hex

Ekstra kort L 8 mm TRHD12MS
Kort L 13 mm TRHD12S
Middels L 15 mm TRHD12M
Lang L 20 mm TRHD12L
Ekstra lang L 25 mm TRHD12E

Angled Torque Driver

1.168,- 1.460,-

Kort L 13 mm ATD12S
Lang L 20 mm ATD12L

Machine Screw Driver

Til vinkelstykke.

520,- 650,-**1,2 Hex**

Kort	L 5.6 mm	AMSD12S
Lang	L 11.6 mm	AMSD12L
Ekstra lang	L 17.6 mm	AMSD12E

Benskruer

Benskruer blant annet til bruk sammen med GBR-kit.

396,- 495,-**Ø 1.2 mm**

L 3 mm	BSCH1203
L 4 mm	BSCH1204
L 5 mm	BSCH1205

Ø 1.4 mm

L 4 mm	BSCH1404
L 6 mm	BSCH1406
L 8 mm	BSCH1408

Ø 2.0 mm

L 8 mm	BSCH2008
L 10 mm	BSCH2010
L 12 mm	BSCH2012
L 14 mm	BSCH2014
L 16 mm	BSCH2016

Drill Extension

Forlenger bor og andre instrumenter med håndstykke 16,9mm.

Pass på at den er ordentlig festet for å forhindre bøyning eller brudd ved overdreven kraft.

ODE **784,-** 980,-**Torque Wrench - Spring Type**

Tilfører et presist tilstrammingsmoment (10/20/30Ncm) på skrue eller distance

TW30 **3.520,-** 4.400,-**Torque Wrench - Bar Type**

Justerer implantatdybden, tilstrammer distanser, skruer, etc.

TW30B **3.520,-** 4.400,-**123-Kit Stopper**

Fixturlengde + 1mm. Fixturlengden er påtrykt stopperen, som også har fargekoder.

844,- 1.055,-

Fixturlengde 5 mm	Brun	ODST05
Fixturlengde 6 mm	Grønn	ODST06
Fixturlengde 7 mm	Blå	ODST07
Fixturlengde 8.5 mm	Fiolett	ODST08
Fixturlengde 10 mm	Brun	ODST10
Fixturlengde 11.5 mm	Grønn	ODST11
Fixturlengde 13 mm	Blå	ODST13
Fixturlengde 15 mm	Fiolett	ODST15

CAS Kit Stopper

Fargekoder gjør det enklere å velge riktig stopper.

844,- 1.055,-

L 2.0 mm	Fiolett	SNST2
L 3.0 mm	Blå	SNST3
L 4.0 mm	Gul	SNST4
L 5.0 mm	Fiolett	SNST5
L 6.0 mm	Blå	SNST6
L 7.0 mm	Gul	SNST7
L 8.0 mm	Fiolett	SNST8
L 9.0 mm	Blå	SNST9
L 10.0 mm	Gul	SNST10
L 11.0 mm	Fiolett	SNST11
L 12.0 mm	Blå	SNST12

Las Kit Stopper

Fargekoder gjør det enklere å velge riktig stopper.

768,- 960,-

L 0.5 mm	Gul	LSNST0.5
L 1.0 mm	Fiolett	LSNST1.0
L 1.5 mm	Blå	LSNST1.5
L 2.0 mm	Gul	LSNST2.0
L 2.5 mm	Fiolett	LSNST2.5
L 3.0 mm	Blå	LSNST3.0

Frank Dental tannlegebor**Beinkutter Lindemann (HP)**

Anbefales av vår kjevekirurg.

928,- 1.160,-

Ø 1.6 / L 11/44.5 mm 5 stk C.262.016.HP

Kirurgisk karbid/rosenbor (HP - Håndstykke)Bruksområde: Oralkirurgi. **384,-** 480,-

Ø 1.0 / L 1/44 mm	5 stk	C.141.010.HP
Ø 1.4 / L 1/44 mm	5 stk	C.141.014.HP
Ø 1.8 / L 1/44 mm	5 stk	C.141.018.HP
Ø 2.3 / L 2/44 mm	5 stk	C.141.023.HP
Ø 2.7 / L 2/44 mm	5 stk	C.141.027.HP
Ø 2.9 / L 2/44 mm	5 stk	C.141.029.HP

**172,-** 215,-

Ø 4.0 / L 4/44 mm	1 stk	C.141.040.HP
Ø 5.0 / L 5/44 mm	1 stk	C.141.050.HP

Diamantbor FG osteotom**272,-** 340,-

Ø 1.6 / L 12/19 mm 1 stk D.GSD1.016.FG_E

Kronekutter (FG - Turbin)

Gullinnlegg, amalgan og vedle materialer. Engangsbruk.

Bruksområde: Separering av krone.

Ø 1.0 / L 19 mm	1 stk	C.FD6.010.FG
Ø 1.2 / L 19 mm	1 stk	C.FD6.012.FG_1
		44,- 55,-

Ø 1.0 / L 19 mm	10 stk	C.FD6.010.FG-10
		360,- 450,-

Tungsten karbid Freser (HP)

Til bruk ved vedle legeringer, MG, gips og kunstmateriell. Bruksområde: Laboratorie.

172,- 215,-

L 13/44 mm	1 stk	C.79K.104.045
L 14/52 mm	1 stk	C.79K.104.060
L 11/52 mm	1 stk	C.351K.104.060

Diamantbor

Vinkelstykke, lang.

C.162.016.HP 360,- 450,-

Ø 1.4 / L 5/26 mm 5 stk

Diamantbor komposittpolerer (RA)Vinkelstykke. Bruksområde:
Fyllingsbehandling.

Korning: Fin 6/22 mm 10 stk

P.1-COM1F.RA-10 700,- 875,-

Korning: Fin 10/22 mm 10 stk

P.1-COM3F.RA-10 616,- 770,-

Korning: Ekstra Fin 10/22 mm 10 stk

P.COM1F.RA-10 508,- 635,-

Diamantbor Ø1.6mm L19mm (FG) osteotom

D.GSD1.016.FG_E

Ø 2.3/L12/44.5 mm 1 stk D.GSD1.023.HP_E


272,- 340,-

Ø 2.1/L12/44.5 mm 1 stk D.GSD1.021.HP_E

304,- 380,-

Pop-on mandrill (RA) (10 stk)Vinkelstykke.
Lengde 22 mm

M.POP-ON.RA-10 500,- 625,-

Diamond finishing stripes (10 stk)

Sagtannet på én side.

Lengde: 147 mm

Kornstørrelse: 10-36, Superfin

D.CXDS3-10 508,- 635,-

Flex pop-on skiver (100stk)Flex pop-on plate.
Høyglans.

236,- 295,-

Korning:

Ekstra fin

P.FLEX_POPON.G.140

Fin

P.FLEX_POPON.M.140

Medium

P.FLEX_POPON.F.140

Grov

P.FLEX_POPON.UF.140

Prophylaxis polishers (RA) (100 stk)Vinkelstykke.
Lengde: 9 mm
Hardhetsgrad: Hard

P.PROLA6-BLACK.RA-10 304,- 380,-

Polisher prophylaxis Nylon (Hvit-middels hard) - 100 stk

premium plus

P.PRONYL6_S.RA-100 560,- 700,-

Polisher prophylaxis Nylon (Gul-veldig hard) - 100 stk

premium plus

P.PRONYL6.RA-100 560,- 700,-

Magnetisk borstativ 14 x FG

Magnetisk borstativ for 14 x FG eller RA bor.



Steriliserbart.

RA B.B-FG_RA-05_S 156,- 195,-

Osstem CAD/CAM**TS Ny Intraoral Scan Body**Forutsetter at skanneren kan
lese inn biblioteket fra
EXOCAD, 3SHAPE eller
DENTALWINGS.

520,- 650,-

M Mini

Ø 8.0 mm

TSNSBMSTH

Ø 12.0 mm

TSNSBMLTH

R Regular

Ø 8.0 mm

TSNSBRSTH

Ø 12.0 mm

TSNSBRLTH

TS (Ny) Scan Body CarrierDriver til intraoral scan body
for til- og frakobling

316,- 395,-

M Mini
R RegularTSNSBHDM
TSNSBHDR**TS Link Abutment for Public**Titan-base til TS-serien (bone level serien til
Osstem). Ti-basen leveres med scan-body (Zi)
og EbonyGold distanseskruer.Til bruk av tanntekniker for skanning på gips-
modell.Osstem CAD/CAM 3Shape biblioteker og
Exocad design software.

784,- 980,-

M Mini H 3.0 mm

1 mm (G/H) Krone	TSPTB431MWH
1 mm (G/H) Bro	TSPTB431MNWH
2 mm (G/H) Krone	TSPTB432MWH
2 mm (G/H) Bro	TSPTB432MNWH

M Mini H 5.0 mm


1 mm (G/H) Krone	TSPTB451MWH
1 mm (G/H) Bro	TSPTB451MNWH
2 mm (G/H) Krone	TSPTB452MWH
2 mm (G/H) Bro	TSPTB452MNWH

R Regular H 3.0 mm

1 mm (G/H) Krone	TSPTB431RWH
1 mm (G/H) Bro	TSPTB431RNWH
2 mm (G/H) Krone	TSPTB432RWH
2 mm (G/H) Bro	TSPTB432RNWH

R Regular H 5.0 mm

1 mm (G/H) Krone	TSPTB451RWH
1 mm (G/H) Bro	TSPTB451RNWH
2 mm (G/H) Krone	TSPTB452RWH
2 mm (G/H) Bro	TSPTB452RNWH

Digital Lab Analog Reamer Drill

456,- 570,-

Strong Mini

M R Mini /Regular


DLARDM300

DLARDR

Digital Lab Analog Positioning Jig

GSDLAPJ

456,- 570,-

Digital Lab Analog Multi Positioning Jig

TSMDLAP

456,- 570,-

Reservedeler**TS EbonyGold Abutment Screw (new)**

M Mini

GSABSM

S Standard

GSABSS

260,- 325,-

TS EbonyGold Cylinder Screw

Protetikkskrue. Brukes blant annet til Convertible plastikkylinder.

260,- 325,-

M+R Mini/Reg Ø4 mm

GSFSM

R Regular Ø5/6 mm

GSFSR

TS Multi/Port Angled Abutment Screw

EbonyGold skrue som brukes til Multi Angled og Port Angled Abutment.

316,- 395,-

M+R Mini/Reg Ø4 mm

GSMABSM

R Regular Ø5/6 mm

GSMABSS

TS Laboratorieskrue

M Mini

GSABSM

R Regular

GSABSSL

192,- 240,-

Uniter m/ tilbehør**Osstem K3 tannlegeunit**

K3 280.000,- 350.000,-

Fullspekket unit av høy kvalitet og med en meget stillegående stol.

Uniten kan leveres med 5 oppheng. Inkludert i standardutgaven er:

1 stk Mikromotor merke BienAir (Sveits)

1 stk NSK turbinkobling

1 stk NSK turbin (Japan)

EMS-scaler

3F-sprøyte (3-veis sprøyte)

Selektivsug

Uniten leveres forberedt for våtsugesystem (leveres ikke med amalgamseparator). Røntgenapparat kan ikke unitmonteres på denne uniten. Vi anbefaler vegg, tak eller gulvmontering for dette. Herdelampe leveres ikke for montering på unit - vi anbefaler trådløst som et alternativ.

Uniten er CE- godkjent og leveres med 2 års garanti.

Surgic Pro 2 kirurgimotor OPT fra NSK (Tilbud)

Y1004195 49.920,- 62.400,-

NSK kirurgimotor Surgic Pro 2, optisk

2025-tilbud: kr 62 400,- inkl. mva (veil. pris kr 77 400,- inkl. mva)

Medfølger:

- Kontrollenhet

-SGL80M Optisk Mikromotor

-X-SG20L Optisk Håndstykke (20:1)

-Trådløs Fotpedal

-Irrigasjonsslange (3 i pakken) og annet tilbehør



10 TIPS TIL VELLYKKET IMPLANTAT- BEHANDLING:

1 INFILTRASJONSANESTESI! Ved bruk av infiltrasjon i underkjeven kan man få en indikasjon på om man er i nær relasjon til canalis mandibularis ved at pas kjenner smerte.

2 AVKJØLING! Preparer implantatsetet med hakkespetttbevegelser og med anbefalt omdreiningshas-tighet for optimal avkjøling. Anbefalt omdreiningshastighet avhenger av borrhastighet, for eksempel 1000-1500 rpm! Ikke bruk sløve borrhastighet.

3 UNNGÅ VITALE STRUKTURER som for eksempel n. alveolaris inferior, n. lingualis, n. infraorbitalis, samt blodkar i munngulvet.

4 UNNGÅ Å BORE I NABOTENNER. Ved liten plass kan man tegne opp den planlagte prepareringen på buccalsiden av kjevekammen med autoklavert blyant, og ev. ta indikator-røntgen underveis.

5 TENK PROTETISK ved preparering av implantatsetet. Aksesshullet i kronen skal helst komme ut okklusalt eller ved singulum slik at man kan velge en skrurereinert suprakonstruksjon. Plasser fiksturen mot det linguale/palatinale. Fiksturer plassert for langt buccalt gir ca 3x større resorpsjon av buccale benlamell.

6 MOMENT! Max 40 Ncm! Ikke tving fiksturen ned med skralle hvis du møter motstand. Reverser heller fiksturen ut og utvid prepareringen koronalt og/eller i dybden. For høy innsetningskraft øker sjansen for marginalt bensvinn pga. osteonekrose.

7 BENOPPBYGGING! Blottlagte implantatoverflater dekkes med autogt ben (høstet med Micross), deretter kunstig benestatsmateriale og til slutt resorberbar membran. Tensjonsfri lapp er viktig. Be pasienten unngå å presse på kjevekammen i 2 mnd etter operasjonen. Husk å justere protese for å forhindre trykk på ben-transplantatet. Seponer protese i 1-2 uker etter innsetting av implantat(er) hvis mulig.

8 KLORHEKSIDINSKYLL
a. 1 min preoperativt.
b. 1 min morgen og kveld i 2 uker etter fiksturinnsetting.
c. 1 min morgen og kveld i 1 uke etter distanseoperasjon, deretter mekanisk rengjøring rundt tilhelingsdistanse med solobørste/liten tannbørste.

9 ETTERSTRAMMING av protetikkskrue anbefales etter at implantatkronen/-broen har vært i bruk noen uker. Dette minimerer risiko for senere løsning.

10 VASK BORENE PÅ GUMMIMATTE
- dette forlenger deres levetid!

OSSTEM[®]



maxfac
DENTAL

vi gjør implantat-
Norge billigere!

tlf. 22 20 50 50 - www.osstem.no

Verdens 3. største
implantatprodusent

Produserer 4.7 mill.
implantater årlig

50% rimeligere enn
konkurrentene

I Norge siden 2008

ISO-sertifisert og CE-
godkjent av DNV

Enkelt, trygt,
rimelig

OSSTEM IMPLANT GLOBAL RANKING **No.3**


Market Share **11%**

Implant Market definition

Implant, Abutment, Impression Coping, Temporary Abutment, Healing Abutment, Analog, Screw.

Global Implant Market Size
USD 6.1 billion¹⁾

¹⁾ Straumann Annual Report (2022)



Osstem er ISO-sertifisert og CE-godkjent av Det Norske Veritas

maxfac – vi gjør implantat-Norge billigere!
DENTAL



A-Oss fra kr 540

- Bovint ben
- 100% hydroksyapatitt (HA)
- Utmerket volumstabilitet



Q-OSS+ fra kr 475

- Alloplastisk (syntetisk) materiale (ikke fra dyr)
- 20% HA og 80% β -TCP



OssMem fra kr 970

- Kollagenmembran
- Ca 4 mnd resorpsjonstid



Fixtur fra kr 2.195

- SLA-overflate
- 1,4% failure-rate
- Fullverdig implantatprotetikk

OSSTEM ⁶ TRYGTT ENKELT RIMELIG
En av verdens største implantat-produsenter – produserer 4,7 mill implantater pr år

MaxFax Dental AS – post@maxfac.no – www.maxfac.no

Besøk: Holmenveien 5G, 0374 Oslo, Post: MaxFac Dental, Postboks 9 Vinderen, 0319 Oslo